



DEZIKIM AL7

Nevtralno dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola.

Namen uporabe: Dezikim AL7 je pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito dezinfekcijo površin (delovne površine, čakalnice, sanitarne površine, ...) ter medicinskega inventarja (škarij, stetoskopov, bolnišničnih pozivnikov, bolniških postelj, miz za prevoz in pregled,...) in posod, kjer je povečano tveganje okužb. Primerno za uporabo v zdravstvu, domovih za ostarele, šolah, vrtcih, živilski industriji, obratih za pripravo hrane, restavracijah, hotelih, ...

Izgled: prozorna tekočina
Gostota: ca. 0,9 g/cm³

| UČINKOVITOST | Čas delovanja |
|--|---------------|
| BAKTERICIDNO DELOVANJE | |
| SIST EN 1040:2006 (vključno MRSA) SIST EN 13727:2004 | 30 sekund |
| MIKOBaktericidno delovanje | |
| SIST EN 14348:2005 Mycobacterium terrae (TBC) | 30 sekund |
| VIRUCIDNO DELOVANJE | |
| SIST EN 14476:2013+A1:2015 Norovirus | 15 sekund |
| SIST EN 14476:2013+A1:2015 Adenovirus* | 60 sekund |
| Smernici DVV/RKI Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, HIV virus, H5N1, H1N1 | 30 sekund |
| Virus vakcinije | 15 sekund |
| FUNGICIDNO DELOVANJE | |
| SIST EN 1275:2006 SIST EN 1650:2013 SIST EN 13624:2004 Candida albicans | 30 sekund |
| SIST EN 13697:2015 Candida albicans | 60 sekund |
| SIST EN 1275:2006 SIST EN 13697:2015 SIST EN 13624:2004 Aspergillus niger | 5 minut |

* umazani pogoji

Navodilo za uporabo: Dezikim AL7 se uporablja kot koncentrat za pršenje in potapljanje. Z razpršilko nanesite sredstvo z razdalje okoli 30 cm in pustite učinkovati. Površina bo po kratkem času suha in je ni potrebno dodatno izpirati. Priporočljivo doziranje je 40 do 50 ml/m². Pri postopku s potapljanjem material potopite v dezinfekcijsko sredstvo in pustite učinkovati. Po končanem postopku dezinfekcijsko sredstvo zavržite. Najboljši dezinfekcijski

učinek dosežete na predhodno dobro očiščenih površinah. Zagotovite, da bo površina popolnoma omočena.

Varnostni napotki:

Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu. Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka. Dezikim AL7 ni primeren za uporabo na površinah in materialih, občutljivih na alkohol. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Ne razprševati po električnih napravah.

Sestavine: 100g Dezikim AL7 vsebuje 65g Etanola in 4g Propan-2-ol.

PAKIRANJE: 800ml, 1L, 5L

ROK UPORABE: 3 leta od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje in številka serije sta odtisnjeni na embalaži.

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih. Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.

Proizvajala: KIMI d.o.o.,
Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 5300 550; Fax: +386 1 5300 580
info@kimi.si; www.kimi.si

| | |
|-----------------------|-------------|
| Datum: September 2019 | Verzija: 08 |
|-----------------------|-------------|

