



**vivamel**  
contact



**vivamel**  
contact



**vivamel**  
contact



**Navodilo za uporabo**  
**VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREŽICA Z MEDICINSKIM MEDOM**

Pred prvo uporabo izdelka Vivamel Contact – Kontaktna mrežica z medicinskim medom natančno preberite navodilo. Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

**KAJ JE VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREŽICA Z MEDICINSKIM MEDOM?**

Vivamel Contact – Kontaktna mrežica z medicinskim medom je namenjena oskrbi ran z manj izločka in zaščiti dna rane. Mrežica je mehka in tanka ter prekrita z medicinskim medom. Ker je izredno prilagodljiva, zagotavlja dober stik z dnom rane, med pa preprečuje sprijemanje le-te z rano. Na voljo je v dveh dimenzijah: 10 x 10 cm in 5 x 5 cm. Na oblogi dimenzije 10 x 10 cm je naneseno 2 g medicinskega medu, na oblogi dimenzije 5 x 5 cm pa 0,5 g.

**Medicinski med**

Medicinski kostanjev med ima visoko vsebnost sladkorjev (minimalno 80 %), nizko vsebnost vode (maksimalno 17 %) in kisel pH. Zaradi teh fizikalnih lastnosti ima visoko osmotsko aktivnost. Osmotski tlak vleče tekočino iz celic mikroorganizmov, kar zavira njihovo rasti, hkrati pa pospeši celjenje rane, saj spodbuja pretok potrebnih snovi iz telesa. Kostanjev med je zelo bogat vir vitaminov, encimov in mineralov (še posebej kalcija, mangana in kalija), ki pripomorejo k hitrejšemu celjenju. Med omogoča vlažno celjenje in na rani ustvari mehansko zaščito.

**Kontaktna mrežica**

Kontaktna mrežica je narejena iz poliestrne pletenine. Mrežica ni vpojna, vendar zaradi svoje luknjičaste strukture prepušča izloček iz rane v sekundarno oblogo. Zato nujno potrebuje sekundarno vpojno oblogo.

**PREDNOSTI UPORABE IN LASTNOSTI DELOVANJA VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNE MREŽICE Z MEDICINSKIM MEDOM:**

- omogoča vlažno celjenje ran
- zmanjša možnost okužbe rane
- zmanjša neprijeten vonj
- spodbuja čiščenje nekrotičnega tkiva
- spodbuja granulacijo in epitelizacijo
- spodbuja celjenje brez brazgotinjenja
- z rano se ne zlepri
- ne povzroča bolečin ob prevezi
- je enostavna za uporabo
- okolica rane ostane nepoškodovana

**ZA OSKRBO IN ZDRAVLJENJE KATERIH RAN JE PRIMERNA VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREŽICA Z MEDICINSKIM MEDOM?**

Vivamel Contact – Kontaktna mrežica z medicinskim medom je namenjen za oskrbo in zdravljenje dna širokega spektra ran, tako kroničnih kot akutnih. Posebej je primerna za oskrbo kožnih abrazij in odrgnin, ran s šibkim izločkom in manjših poškodb. Mrežica ni vpojna, zato potrebuje sekundarno vpojno oblogo ali obliž. Mrežica omogoča menjavo samo sekundarne obloge in tako ščiti dno rane ter ohranja zdravo novonastalo tkivo.

**KAKO UPORABLJATI VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNO MREŽICO Z MEDICINSKIM MEDOM?**

1. Rano najprej očistite pod mlačno pitno tekočo vodo ali s fiziološko raztopino.
2. Rano in njeno okolico nežno osušite.
3. Iz sterilnega ovoja vzemite mrežico skupaj z zaščitno prozorno folijo. Folijo odstranite z ene strani in mrežico namestite na rano s tisto stranjo, kjer ste odstranili zaščitno folijo. Mrežico namestite tako, da je rana prekrita v celoti. Mrežico lahko režete ali zlagate. Mrežica lahko sega čez rob rane.
4. Odstranite še drugo zaščitno folijo.
5. Mrežico zaščitite tako, da nanjo namestite sekundarno vpojno oblogo po vaši izbiri. V primeru manjšega izločka lahko uporabite netkane komprese ali obliž. V primeru večjega izločka uporabite visoko vpojno oblogo ali poliuretansko peno. Kompresse, vpojno oblogo ali poliuretansko peno pritrdite s povojem ali lepilnim trakom, da mrežica ostane na mestu.

Za lažje rokovanje z Vivamel Contact – Kontaktno mrežico z medicinskim medom uporabite sterilni medicinski pribor, npr. sterilno pincocto ali prijemalko. Mrežico lahko s sterilnimi škarjami narežete na manjše dele dokler je še v prozorni zaščitni foliji.

V primeru črnih nekroz je potrebna kirurška odstranitev (debridement), saj le-te zavirajo celjenje.

**KAKO POGOSTO IZVAJATI PREVEZE PRI UPORABI VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNE MREŽICE Z MEDICINSKIM MEDOM?**

V začetku zdravljenja priporočamo preveze na dva dni, v primeru večjega izločka pa vsak dan, saj velika količina izločka znižuje učinek delovanja medu. Pri ranah z zelo malo izločka je dovolj, da prevezo izvajate dvakrat na teden.

Če se mrežica zasuši na rani, jo namočite s fiziološko raztopino. Uporabljeno mrežico odstranite in zavrzite kot inficiran odpadek. Rano očistite in osušite ter namestite novo mrežico, kot je opisano zgoraj.

Pred vsako prevezo z rane najprej odstranite ostanke predhodne obloge in jih zavrzite kot inficiran odpadek. Rano očistite in osušite ter namestite novo oblogo, kot je opisano zgoraj.

**KAKŠNI SO MOŽNI NEŽELENI UČINKI?**

Zaradi visoke osmotske aktivnosti medu, ki temelji na privlaku molekul vode iz rane, se lahko po namestitvi mrežice na rano pojavi pekoč ali blag občutek bolečine, ki pa običajno izven po 30 minutah do največ dveh ur po aplikaciji. V kolikor je bolečina nevzdržna, prenehajte z uporabo Vivamel Contact – Kontaktne mrežice z medicinskim medom. V primeru pojava nepoznanih neželenih učinkov pri uporabi izdelka se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom ali se obrnite na proizvajalca ali distributorja.

**OPOZORILA**

Mrežice ne uporabljajte, če ste alergični na med ali ste že imeli preobčutljivostno reakcijo na med. Mrežice ne uporabljajte, če vaši otroci niso tesno zavarjeni. Mrežice ne uporabljajte, če vari niso tesno zavarjeni. Odprte mrežice ne smete ponovno sterilizirati. Pred in po uporabi mrežice si vedno umijte roke. Mrežica ni namenjena za uživanje. V primeru zaužitja lahko povzroči dvig ravni sladkorja pri diabetikih ali preobčutljivostno reakcijo pri ljudeh alergičnih na med.

Mrežica ni namenjena za oči in sluznicami. V primeru nenamerne stika z očmi ali sluznicami sperite z obilo vode. Mrežica je namenjena za enkratno uporabo.

Nikoli ne uporabljajte že uporabljene mrežice. Uporabljena mrežica ne vsebuje več medu ali pa je njegova koncentracija majhna in bo zato učinkovitost zmanjšana. Ponovna uporaba že uporabljene mrežice lahko vodi v kontaminacijo izdelka ali kontaminacijo in celo infekcijo rane.

Isto mrežico nikoli ne uporabite pri dveh pacientih, da ne pride do kontaminacije izdelka ali kontaminacije in celo infekcije rane. Klinična testiranja celjenja ran z Vivamel medicinskim medom pri sladkornih bolnikih kažejo zelo dobre rezultate, vsekakor pa naj zdravljenje poteka pod zdravniško kontrolo. Mrežica je uporabna tri leta od datuma proizvodnje. Po preteku roka uporabnosti mrežice ne uporabljajte več in jo zavrzite, kot običajen odpadki. Po štirih tednih uporabe obloge naj zdravljenje oceni medicinsko osebe.

**KAKO HRANITI VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNO MREŽICO Z MEDICINSKIM MEDOM?**

Izdelek hranite v suhem prostoru na temperaturi od 5° C do 35° C v ležečem položaju, saj bo v nasprotnem primeru med pričel iztekati z obloge. Izdelka ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.

**VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽICA Z MEDICINSKIM MEDOM**  
Vivamel Contact – Kontaktna mrežica z medicinskim medom 10 x 10 cm; Art.no.: 1054440  
Vivamel Contact – Kontaktna mrežica z medicinskim medom 5 x 5 cm; Art.No.: 1054441

Proizvajalec: Tosama d.o.o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale, Slovenija; Datum izdaje: marec 2016  
**www.tosama.si**

Pomen simbolov:

**Instructions for use**  
**VIVAMEL CONTACT – CONTACT MESH WITH MEDICAL HONEY**

Before first use of Vivamel Contact – Contact mesh with medical honey read the instructions carefully. Keep the instructions for future use.

**WHAT IS VIVAMEL CONTACT - CONTACT MESH WITH MEDICAL HONEY?**

Vivamel Contact – Contact mesh with medical honey is intended for treating wounds with weak secretion and protecting the wound bed. The mesh is soft, thin, and covered with medical honey. Due to its extreme flexibility, it provides improved contact with the wound bed, while honey prevents the dressing from sticking onto the wound. Available in two sizes: 10 x 10 cm and 5 x 5 cm. The larger dressing (10 x 10 cm) is covered with 2 g and the smaller one (5 x 5 cm) with 0.5 g of medical honey.

**Medical honey**

Medical chestnut honey has a high sugar content (min. 80 %), a low water content (max. 17 %), and an acid pH value. Thanks to these physical properties, the osmotic activity of honey is very high. Osmotic pressure drives fluid out of the cells of microorganisms, inhibiting their growth and at the same time stimulating wound healing as it stimulates the flow of necessary substances in the body. Chestnut honey is a rich source of vitamins, enzymes, and minerals (especially calcium, manganese, and potassium) which additionally stimulate wound healing and shorten the healing period. Honey enables moist wound healing and creates mechanical protection on the wound.

**Contact mesh**

Contact mesh is made of polyester woven fabric. The mesh is not absorbent but its porous structure allows the exudate to flow from the wound through to a second dressing. Therefore, it is necessary to use a secondary absorbent dressing.

**ADVANTAGES OF USING VIVAMEL CONTACT – CONTACT MESH WITH MEDICAL HONEY AND ITS EFFECT:**

- enables moist wound healing
- lowers risk of wound infection
- reduces unpleasant odours
- stimulates necrotic tissue cleaning
- stimulates granulation and epithelisation
- promotes wound healing and prevents scarring
- no sticking onto the wound
- does not cause pain at dressing change
- easy to use
- no damage on the area surrounding the wound

**INTENDED USE OF VIVAMEL CONTACT – CONTACT MESH WITH MEDICAL HONEY**

Vivamel Contact – contact mesh with medical honey is designed for treating wound bed of a wide spectrum of wounds, from chronic to acute. It is particularly convenient for treating skin abrasions and scratches, wounds with weak secretion, and minor lesions. The mesh is not absorbent and therefore needs a secondary absorbent dressing or a plaster. When using the contact mesh, there is a possibility of only changing the secondary dressing, which provides protection to the wound bed and helps preserving healthy, newly formed tissue.

**HOW TO USE VIVAMEL CONTACT – CONTACT MESH WITH MEDICAL HONEY?**

1. First, rinse the wound with lukewarm running drinking water or saline.
2. Gently dry up the wound and its surrounding area.
3. Take the mesh with protective transparent foil out of the sterile pouch. Remove the foil from one side of the mesh and place the mesh onto the wound, sterile side with no foil on the wound. When placing it, make sure that the mesh covers the whole wound. It can be cut or fold and it may stretch over the wound margins.
4. Remove the protective foil from the other side of the mesh.
5. Protect the mesh by placing a secondary absorbent dressing of your choice over it. For wounds with a smaller amount of secretion, nonwoven compresses or plasters may be used. For wound with larger amounts of secretion, use a highly absorbent dressing or polyurethane foam. Fasten the compress, the absorbent dressing, or the polyurethane foam securely with a fastening bandage or adhesive tape, preventing the mesh from moving.

For easier application of Vivamel Contact – contact mesh with medical honey use sterile medical devices, e.g. sterile tweezers or tongs. The mesh can be cut in smaller pieces with sterile scissors while still protected by the protective transparent foil.

In case of black necrosis, surgical removal (debridement) is required, as necrosis arrests and slows down the healing process.

**HOW OFTEN SHOULD ONE CHANGE VIVAMEL CONTACT - CONTACT MESH WITH MEDICAL HONEY?**

At the beginning of the healing process, it is recommended that the mesh be changed every two days, in case of a larger amount of the secretion even every day, for the effects of honey are decreased by dissolving in wound secretion. Wounds with very little secretion require changing only twice a week. In case of mesh drying and sticking to the wound, moist it with saline solution. Remove a used mesh and dispose of it as infected waste. Clean and dry the wound and apply a new mesh as described above.

**POSSIBLE SIDE EFFECTS**

Due to honey's high osmotic activity, which is based on driving water molecules out of the wound, a burning sensation or a slight pain can occur after applying the mesh on the wound, but it usually goes away after 30 minutes to 2 hours. In case of unbearable pain, stop using Vivamel Contact – contact mesh with medical honey. Should any unknown side effects occur during the use of the product, ask your doctor or pharmacist or consult the manufacturer or distributor.

**WARNINGS**

Do not use the contact mesh if you are allergic to honey or have already experienced a hypersensitivity reaction to honey in the past. Do not use the contact mesh if the protective pouch has been damaged or opened. Do not use the contact mesh if the welds of the packaging are not sealed.

Once the mesh has been opened, never sterilise and reuse it. Before and after the application of the mesh always wash your hands.

The mesh is not suitable for eating. If consumed, it can cause blood sugar level to rise in diabetes patients or a hypersensitivity reaction in persons with honey allergy.

Avoid contact with eyes and mucosa. In case of accidental contact with eyes or mucosa, rinse with abundant quantities of water. For single use only.

Never reuse a used mesh. A used mesh does not contain honey or only a small amount of it, which decreases its effect. Reusing a contact mesh can lead into contamination of the product or the wound, possibly even an infection.

One mesh should never be used on two patients, in order to prevent contamination of the product or the wound, possibly even an infection.

Clinical studies of wound healing with Vivamel medical honey in patients with diabetes show very positive results, however, the treatment must be performed under a physician's supervision. Shelf life of the mesh is three years from the production date. After the expiration date, do not use the mesh and dispose of it as normal waste.

After four weeks of therapy with Vivamel contact mesh, a doctor should review the treatment.

**STORING VIVAMEL CONTACT – CONTACT MESH WITH MEDICAL HONEY**

Store product in a dry place at temperatures between 5 and 35 °C horizontally, otherwise honey will start leaking from the dressing. Avoid exposing the product to direct sunlight.

**VIVAMEL CONTACT – CONTACT MESH WITH MEDICAL HONEY**  
Vivamel Contact – contact mesh with medical honey 10 x 10 cm; Art. no.: 1054440  
Vivamel Contact – contact mesh with medical honey 5 x 5 cm; Art. no.: 1054441

Manufacturer: Tosama d.o.o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale, Slovenia; Issue date: March 2016  
**www.tosama.si**

Pomen simbolov:

**Gebrauchsanweisungen**  
**VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNETZ MIT MEDIZINISCHEM HONIG**

Vor erster Gebrauch des Produktes Vivamel Contact – Kontaktnetz mit medizinischem Honig lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie wieder lesen.

**WAS IST VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNETZ MIT MEDIZINISCHEM HONIG?**

Vivamel Contact – Kontaktnetz mit medizinischem Honig ist für die Versorgung der Wunden mit weniger Sekretion und den Schutz des Wundgrunds bestimmt. Das Netz ist weich und dünn und mit dem medizinischen Honig überzogen. Wegen seiner extremen Flexibilität hat das Kontaktnetz einen guten Kontakt mit dem Wundgrund und verklebt nicht mit der Wunde. In zwei Größen erhältlich: 10 x 10 cm und 5 x 5 cm. Die Größe 10 x 10 cm ist mit 2 g und die Größe 5 x 5 cm mit 0,5 g medizinischen Honigs überzogen.

**Medizinischer Honig**

Medizinischer Kastanienhonig hat einen hohen Zuckergehalt (min. 80 %), niedrigen Wassergehalt (max. 17 %) und sauren pH-Wert. Aufgrund dieser physikalischen Eigenschaften hat er hohe osmotische Aktivität. Osmotischer Druck zieht Flüssigkeit aus den Zellen der Mikroorganismen und hemmt damit ihr Wachstum und fördert die Wundheilung. Er stimuliert nämlich den Flüssigkeitsstrom körpereigener Stoffe. Kastanienhonig ist eine reiche Quelle an Vitaminen, Enzymen und Mineralen (insbesondere an Kalzium, Mangan und Kalium), die zusätzlich die Wundheilung stimulieren und die Heilungszeit verkürzen. Der Honig ermöglicht feuchte Wundheilung und dient als mechanischer Schutz auf der Wunde.

**Kontaktnetz**

Das Kontaktnetz besteht aus Polyestergerewebe. Das Netz ist nicht sorptionsfähig, aber ihre poröse Struktur lässt das Exsudat in den Sekundären Verband durchtreten. Deshalb ist ein sorptionsfähiger Sekundärverband erforderlich.

**VOORTEILE EINER ANWENDUNG UND WIRKUNG VON VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNETZ MIT MEDIZINISCHEM HONIG:**

- ermöglicht feuchte Wundheilung
- verringert das Risiko einer Wundinfektion
- reduziert das unangenehme Geruch
- simuliert Reinigung von nekrotischem Gewebe
- fördert die Granulation und Epithelisierung
- fördert Wundheilung ohne Narbenbildung
- verklebt nicht mit der Wunde
- ermöglicht schmerzfreien Verbandwechsel
- einfache Anwendung
- Wundumgebung bleibt unbeschädigt

**ZUR BEHANDLUNG UND HEILUNG VON WELCHEN WUNDEN IST VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNETZ MIT MEDIZINISCHEM HONIG BESTIMMT?**

Vivamel Contact – Kontaktnetz mit medizinischem Honig ist zur Behandlung und Heilung von einem breiten Spektrum der Wunden bestimmt, sowohl chronischen als auch akuten. Besonders geeignet ist es für die Behandlung von Hautabschürfungen, Wunden mit geringer Sekretion und leichten Verletzungen. Das Netz ist nicht sorptionsfähig, daher ist ein sorptionsfähiger Sekundärverband oder Pflaster erforderlich. Das Kontaktnetz ermöglicht, dass nur der Sekundärverband gewechselt werden muss. Damit schützt es den Wundgrund und das gesunde neuentstandene Gewebe.

**GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNETZ MIT MEDIZINISCHEM HONIG**

1. Zuerst die Wunde mit dem fließenden lauwarmen Trinkwasser oder isotonischer Kochsalzlösung spülen.
2. Die Wunde und Wundumgebung sanft abtrocknen.
3. Das Kontaktnetz zusammen mit der transparenten Schutzfolie aus der Sterilverpackung nehmen. Die Folie aus einer Seite entfernen und das Netz mit der Seite ohne Folie nach unten auf die Wunde auflegen. Das Kontaktnetz soll die ganze Wunde bedecken. Es kann zugeschnitten oder gefaltet werden und kann auch über den Wundrand reichen.
4. Noch die zweite Schutzfolie entfernen.
5. Das Netz mit einem sorptionsfähigen Sekundärverband Ihrer Wahl schützen. Bei geringerer Sekretion können dafür auch Vliesstoffkompressen oder Pflaster gebraucht werden. Bei heftiger Sekretion einen hochabsorbierenden Verband oder Polyurethanschaum benutzen. Kompressen, sorptionsfähigen Verband oder Polyurethanschaum mit Befestigungsband oder Klebeband sichern, damit das Netz sich nicht ablöst.

Zum erleichterten Umgang mit Vivamel Contact – Kontaktnetz mit medizinischem Honig sterile medizinische Instrumente verwenden, z. B. sterile Pinzette oder Zangen. Das Netz kann, solange es noch

in der transparenten Schutzfolie ist, mit steriler Schere auf kleinere Stücke zugeschnitten werden.

Im Falle von schwarzen Nekrosen ist eine chirurgische Entfernung (Debridement) erforderlich, weil solche Nekrosen die Wundheilung aufhalten.

**WIE OFT SOLL VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNETZ MIT MEDIZINISCHEM HONIG GEWECHSELT WERDEN?**

Es wird empfohlen, dass zur Behandlungsbeginn das Netz jeden zweiten Tag gewechselt wird, bei heftiger Sekretion sogar jeden Tag, da eine große Menge an Sekretion das Effekt des Honigs verringert. Bei Wunden mit geringer Sekretion genügt es, wenn das Netz zweimal pro Woche gewechselt wird. Sollte das Netz an der Wunde antrocknen, mit isotonischer Kochsalzlösung befeuchten. Das gebrauchte Netz entfernen und als infizierten Abfall entsorgen. Die Wunde reinigen und abtrocknen und dann ein neues Netz platzieren, wie oben beschrieben.

**WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wegen hoher osmotischer Aktivität des Honigs – osmotischer Druck zieht im Prinzip Wassermolekülen aus der Wunde – kann es nach der Anwendung des Netzes zu einem brennenden Gefühl oder leichtem Schmerzgefühl kommen, das aber meistens innerhalb von 30 Minuten bis max. 2 Stunden verschwindet. Soll der Schmerz unerträglich werden, muss die Anwendung von Vivamel Contact – Kontaktnetz mit medizinischem Honig unterbrochen werden. Im Falle von unbekanntem Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder wenden Sie sich an den Hersteller oder Distributor.

**HINWEISE**

Das Kontaktnetz darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Honig sind oder wenn Sie schon eine Überempfindlichkeitsreaktion gegen Honig hatten. Das Kontaktnetz darf nicht angewendet werden, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist. Das Kontaktnetz darf nicht angewendet werden, wenn die Schweißnähte undicht sind. Geöffnetes Netz darf nicht erneut sterilisiert werden.

Vor und nach dem Gebrauch des Netzes immer Hände waschen. Das Netz ist nicht für den Verzehr geeignet. Im Falle der Einnahme kann es eine Blutzuckererhöhung bei Diabetes Patienten oder eine Überempfindlichkeitsreaktion bei Honigallergiker verursachen. Augen- und Schleimhautkontakt vermeiden. Bei versehentlichen Kontakt mit Augen oder Schleimhaut mit reichlich Wasser spülen. Das Kontaktnetz ist zur einmaligen Anwendung bestimmt. Ein gebrauchtes Netz darf keinesfalls erneut gebraucht werden. Es enthält kein Honig mehr oder nur eine kleine Menge, wodurch seine Wirkung geringer wird. Wiederverwendung eines gebrauchten Netzes kann zu einer Kontaminierung des Produktes oder Kontaminierung und sogar Infektion der Wunde führen.

Ein Netz darf keinesfalls an zwei verschiedenen Patienten angewendet werden, um die Kontaminierung des Produktes oder Kontaminierung und sogar Infektion der Wunde zu vermeiden. Resultate der klinischen Studien zur Wundheilung mit dem Vivamel medizinischen Honig bei Patienten mit Diabetes sind sehr positiv, auf jeden Fall soll aber die Behandlung unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Das Kontaktnetz ist drei Jahre ab dem Zeitpunkt seiner Herstellung haltbar. Nach dem Verfallsdatum darf das Netz nicht angewendet werden und soll als normaler Abfall entsorgt werden. Nach vier Wochen regelmäßiger Anwendung soll die Heilung ärztlich überprüft werden.

**AUFBEWAHRUNG VON VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNETZ MIT MEDIZINISCHEM HONIG**

Das Produkt an einem trockenen Platz bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C liegend lagern; ansonsten fließt der Honig vom Netz ab. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

**VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNETZ MIT MEDIZINISCHEM HONIG**

Vivamel Contact – Kontaktnetz mit medizinischem Honig 10 x 10 cm; Art. Nr.: 1054440  
Vivamel Contact – Kontaktnetz mit medizinischem Honig 5 x 5 cm; Art. Nr.: 1054441

Hersteller: Tosama d.o.o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale, Slovenien; Ausgabedatum: März 2016  
**www.tosama.si**

Bedeutung der Symbole:





vivamel  
contact



vivamel  
contact



vivamel  
contact



**Упуте за uporabu**  
**VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREŽICA S MEDICINSKIM MEDOM**

Prije prve uporabe proizvoda Vivamel Contact – kontaktna mrežica s medicinskim medom, precizno pročitajte upute. Upute pohranite. Možda ćete ih htjeti ponovo pročitati.

**ŠTO JE VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREŽICA S MEDICINSKIM MEDOM?**

Vivamel Contact – kontaktna mrežica s medicinskim medom je namijenjena njezi rana s manjim sekretom i zaštiti dna rane. Mrežica je mekana i tanka te prekrivena medicinskim medom. Budući da je iznimno fleksibilna osigurava dobar kontakt s dnom rane, dok med sprječava lijepljenje za ranu. Na raspolaganju je u dvije dimenzije: 10 x 10 cm i 5 x 5 cm. Na oblozi dimenzije 10 x 10 cm je namenseno 2 g medicinskog meda, na oblozi dimenzije 5 x 5 cm 0,5 g.

**Medicinski med**

Medicinski kestenov med ima visok sadržaj šećera (minimalno 80 %), niski sadržaj vode (maksimalno 17 %) i kiseli pH. Zbog takvih fizikalnih osobina ima visoku osmotsku aktivnost, što stvara nepovoljno okruženje za rast mikroorganizama i ujedno potiče cijeljenje rane. Osmotski tlak izvlači tekućinu iz stanica mikroorganizama, što koči njihov rast i razmnožavanje, a cijeljenje rane ubrzava jer potiče protok potrebnih tvari iz tijela. Kestenov med je vrlo bogat izvor vitamina, enzima i minerala (pogotovo kalcija, mangana i kalijaj), koji pomažu kod bržeg cijeljenja. Med omogućava vlažno cijeljenje i na rani stvara mehaničku zaštitu.

**Kontaktna mrežica**

Kontaktna mrežica je izrađena od poliesterskog pletiva. Mrežica ne upija, ali zbog svoje perforirane strukture propušta iscedak iz rane u sekundarno upijajuću oblogu, koju stoga nužno treba.

**PREDNOSTI UPORABE I OSOBINE DJELOVANJA VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNE MREŽICE S MEDICINSKIM MEDOM:**

- omogućava vlažno cijeljenje rana
- smanjuje mogućnost infekcije rane
- smanjuje neugodan miris
- potiče čišćenje nekrotičnog tkiva
- potiče granulaciju i epitelizaciju
- potiče cijeljenje bez ožiljaka
- s ranom se ne sljepljuje
- ne prouzrokuje bolove kod previjanja
- jednostavna za uporabu
- okolina rane ostaje neoštećena

**ZA NJEGU I LJEČENJE KOJIH RANA JE POGODNA VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREŽICA S MEDICINSKIM MEDOM?**

Vivamel Contact – kontaktna mrežica s medicinskim medom namijenjena je njezi i liječenju dna širokog spektra rana, kako kroničnih tako i akutnih. Posebno je pogodna za zbrinjavanje kožnih abrazija i ogrebotina, rana s malo sekreta i manjih oštećenja. Mrežica ne upija, stoga treba sekundarnu upijajuću oblogu ili flaster. Mrežica omogućava zamjenu samo sekundarne obloge i tako štiti dno rane te čuva zdravo novonastalo tkivo.

**KAKO KORISTITI VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNU MREŽICU S MEDICINSKIM MEDOM?**

1. Ranu najprije očistite mlakom pitkom tekućom vodom ili fiziološkom otopinom.
2. Ranu i okolinu nježno osušite.
3. Iz sterilnog omota uzmite mrežicu zajedno sa zaštitnom prozirnolom folijom. Foliju s jedne strane uklonite i mrežicu postavite na ranu stranom s koje ste uklonili zaštitnu foliju. Mrežicu postavite tako da je rana prekrivena u cijelosti. Mrežicu možete rezati ili presavijati. Mrežica se može protezati preko ruba rane.
4. Uklonite drugu zaštitnu foliju.
5. Mrežicu zaštitite tako da na istu postavite sekundarnu upijajuću oblogu prema vašem izboru. U slučaju manje sekrecije možete koristiti netkane komprese ili flaster. U slučaju veće sekrecije koristite visoko upijajuću oblogu ili poliuretansku pjenu. Kompresе, upijajuću oblogu ili poliuretansku pjenu pričvrstite zavojem ili ljepljivom trakom, da fiksirate oblogu.

Za sigurno rukovanje Vivamel Contact – kontaktnom mrežicom s medicinskim medom koristite sterilan medicinski pribor, npr. sterilnu pincetu ili hvataljku. Mrežicu možete sterilnim škarama izrezati na manje dijelove dok je još u prozirnoj zaštitnoj foliji.

U slučaju crnih nekroza, potrebno je prethodno kirurško uklanjanje (debridement), pošto isto koči cijeljenje.

**KAKO ČESTO VRŠITI ZAMJENE KOD UPORABE VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNE MREŽICE S MEDICINSKIM MEDOM?**  
U početku liječenja preporučujemo zamjene svaka dva dana, a u slučaju većeg sekreta i svaki dan, pošto velika količina sekreta snižava efekat djelovanja meda. Kod rana s manjom sekrecijom,

dovoljno je zamjenu izvršavati dvaput tjedno. Ako se mrežica kojim slučajem osuši na rani, prije promjene namočite ju fiziološkom otopinom. Koristenu mrežicu uklonite i bacite kao infektivni otpad. Ranu potom očistite i osušite te namjestite novu mrežicu kako je prethodno opisano.

**KOJE SU MOGUĆE NUSPOJAVE?**

Zbog visoke osmotske aktivnosti meda, koja se temelji na privlačenju molekula vode iz rane, nakon postavljanja mrežice na ranu može se pojaviti peckajući ili blagi osjećaj boli, koji obično nestaje nakon 30 minuta do najviše dva sata nakon aplikacije. Ukoliko je bol nepodnošljiva prestanite s uporabom Vivamel Contact – kontaktnе mrežice s medicinskim medom. U slučaju pojave nepoznatih neželjenig efekata kod uporabe proizvoda, posavjetujte se s liječnikom ili farmaceutom ili se obratite proizvođaču ili distributoru.

**UPOZORENJA**

Mrežicu ne koristite ako ste alergični na med ili ste već imali hipersenzitivnu reakciju na med. Mrežicu ne koristite ako je omot oštećen ili otvoren. Mrežicu ne koristite ako varovi na omotu nisu dobro zavareni. Otvorenu mrežicu ne smijete ponovo sterilizirati. Prije i nakon uporabe mrežice uvijek operite ruke. Mrežica nije namijenjena konzumaciji. U slučaju konzumacije može uzrokovati podizanje razine šećera ili hipersenzitivnu reakciju u ljudi alergičnih na med. Izbjegavajte kontakt sa očima i sluznicom. U slučaju slučajnog kontakta s očima ili sluznicom isperite s mnogo vode. Mrežica je namijenjena jednokratnoj uporabi. Nikada nemojte koristiti već korištenu mrežicu. Korištena mrežica više ne sadržava med ili je njegova koncentracija mala, pa će stoga učinkovitost biti umanjena. Ponovno korištenje već korištene mrežice može dovesti do kontaminacije proizvoda ili kontaminacije, pa čak i infekcije rane. Istu mrežicu nikada ne koristite na dva pacijenta kako ne bi došlo do kontaminacije proizvoda ili kontaminacije, pa čak i infekcije rane. Klinička testiranja cijeljenja rana s Vivamel medicinskim medom kod šećernih bolesnika pokazuju vrlo dobre rezultate, no liječenje treba biti pod liječničkim nadzorom. Mrežica se može koristiti tri godine od datuma proizvodnje. Nakon isteka roka korištenja mrežicu nemojte više koristiti i istu bacite kao uobičajeni otpad.

Nakon četiri tjedna korištenja obloge, liječenje treba procijeniti medicinsko osoblje.

**KAKO ČUVATI VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNU MREŽICU S MEDICINSKIM MEDOM?**

Proizvod čuvajte u suhoj prostoriji na temperaturi od 5° C do 35° C u ležećem položaju, jer će u suprotnom med iscuriti iz obloge. Proizvod ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti.

**VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽICA S MEDICINSKIM MEDOM**  
Vivamel Contact – kontaktna mrežica s medicinskim medom 10 x 10 cm;  
Art. no.: 1054440  
Vivamel Contact – kontaktna mrežica s medicinskim medom 5 x 5 cm;  
Art. no.: 1054441

Proizvođač:  
Tosama d.o.o., Vir,  
Šaranovičeva cesta 35,  
1230 Domžale, Slovenija;  
**www.tosama.si**

Datum izdavanja: ožujak 2016

Značenje simbola:

**STERILE** Sterilizirano zračenjem

**LOT** Serija

5°C / 35°C Uporaba unutar temperaturnog područja

Samo za jednokratnu uporabu

Upotrebljivo do

Gledaj upute za uporabu

**Uputstvo za upotrebu**  
**VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREŽICA SA MEDICINSKIM MEDOM**

Pre prve upotrebe proizvoda Vivamel Contact – kontaktna mrežica sa medicinskim medom pažljivo pročitajte uputstvo. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.

**ŠTA JE VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREŽICA SA MEDICINSKIM MEDOM?**

Vivamel Contact – kontaktna mrežica sa medicinskim medom namenjena je zbrinjavanju rana sa manje sekreta i zaštiti dna rane. Mrežica je mekana i tanka, pokrivena medicinskim medom. Pošto je veoma prilagodljiva, obezbeđuje dobar kontakt sa dnom rane, a med sprečava da se mrežica zalepi na ranu. Na raspolaganju je u dve dimenzije: 10 x 10 cm i 5 x 5 cm. Na oblozi dimenzija 10 x 10 cm naneto je 2 g medicinskog meda, a na oblozi dimenzija 5 x 5 cm naneto je 0,5 g.

**Medicinski med**

Medicinski kestenov med ima visok sadržaj šećera (minimalno 80%), nizak sadržaj vode (maksimalno 17%) i kiselu pH vrednost. Zbog fizičkih osobina ima visoku osmotsku aktivnost. Osmotski pritisak izvlači tečnost iz ćelija mikroorganizama, što inhibira njihov rast, istovremeno stimuliše zarastanje rane tako što omogućava dotok neopodnih materija. Kestenov med je veoma bogat izvor vitamina, enzima i minerala (naročito kalajuma, mangana i kalijuma) koji doprinose bržem zarastanju rana. Med omogućava vlažno zarastanje i na rani stvara mehaničku zaštitu.

**Kontaktna mrežica**

Kontaktna mrežica je napravljena od poliesterskog pletiva. Mrežica više ne upijajuća, ali zbog svoje rupičaste strukture propušta sekret iz rane u sekundarnu upijajuću oblogu, koja je zato neophodna.

**PREDNOSTI KORIŠĆENJA I KARAKTERISTIKE DELOVANJA VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNE MREŽICE SA MEDICINSKIM MEDOM:**

- omogućava vlažno zarastanje rana
- smanjuje mogućnost infekcije rane
- smanjuje neprijatan miris
- podstiče čišćenje nekrotičnog tkiva
- podstiče granulaciju i epitelizaciju
- podstiče zarastanje bez ožiljaka
- ne lepi se na ranu
- ne izaziva bol kod previjanja
- jednostavna je za korišćenje
- okolina rane ostaje netaknuta

**ZA NEGU I LEČENJE KOJIH RANA JE POGODNA VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREŽICA SA MEDICINSKIM MEDOM**

Vivamel Contact – kontaktna mrežica sa medicinskim medom namenjena je za zbrinjavanje i lečenje dna širokog spektra rana, kako hroničnih tako i akutnih. Posebno je pogodna za zbrinjavanje kožnih abrazija i ogrebotina, rana sa slabim izlučivanjem i manjih povreda. Mrežica nije upijajuća, zato je potrebna sekundarna upijajuća obloga ili flaster. Mrežica omogućava menjanje samo sekundarne obloge i tako štiti dno rane i čuva novonastalo zdravo tkivo.

**KAKO KORISTITI VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNU MREŽICU SA MEDICINSKIM MEDOM?**

1. Ranu prvo očistite pod mlazom mlake pijaće vode ili fiziološkim rastvorom.
2. Nežno osušite ranu i njenu okolinu.
3. Iz sterilnog omotača izvadite mrežicu zajedno sa providnom zaštitnom folijom. Uklonite foliju sa jedne strane i stavite mrežicu na ranu tako da je na rani ona strana sa koje ste uklonili zaštitnu foliju. Mrežicu namestite tako da je rana potpuno prekrivena. Mrežicu možete da sečete ili slažete. Mrežica može da bude nameštena preko icense rane.
4. Uklonite i drugu zaštitnu foliju.
5. Mrežicu zaštitite tako da na nju namestite sekundarnu upijajuću oblogu po vašem izboru. U slučaju manjeg izlučivanja možete da koristite netkane komprese ili flaster. U slučaju većeg izlučivanja koristite visoko upijajuću oblogu ili poliuretansku penu. Kompresе ili poliuretansku penu pričvrstite zavojem ili lepljivom trakom, kako bi mrežica ostala na svom mestu.

Za lakše rukovanje sa Vivamel Contact – kontaktnom mrežicom sa medicinskim medom koristite sterilan sanitetski pribor, na primer sterilnu pincetu ili hvataljku. Mrežicu možete da isečete sterilnim makazama na manje delove dok se još nalazi u providnoj zaštitnoj foliji.

U slučaju crnih nekroza neophodno je hirurško uklanjanje (debridman), jer nekroze sprečavaju zarastanje.

**KAKO ČESTO OBAVLJATI PREVIJANJE KADA SE KORISTI VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREŽICA SA MEDICINSKIM MEDOM?**  
Na početku lečenja preporučuje se previjanje svaka dva dana, a u

slučaju obilnog izlučivanja svaki dan, jer velika količina sekreta smanjuje efekat delovanja meda. Rane sa veoma malo sekreta dovoljno je da previjate dva puta nedeljno. Ako se mrežica osuši na rani natopite je fiziološkim rastvorom. Uklonite upotrebenu mrežicu i bacite je kao infektivni otpad. Očistite i osušite ranu, a onda namestite novu mrežicu, kao što je gore opisano.

**KOJA SU MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA**

Zbog visoke osmotske aktivnosti meda, koja bazira na privlačenju molekula vode iz rane, nakon nameštanja mrežice na ranu može da se pojavi pečenje ili blagi osjećaj bola, koji obično nestane 30 minuta do najviše dva sata nakon primene. Ako je bol nepodnošljiv, prestanite sa korišćenjem Vivamel Contact – kontaktnе mrežice sa medicinskim medom. Ukoliko se pojave nepoznata neželjena dejstva prilikom korišćenja ovog proizvoda, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom, ili se obratite proizvođaču ili distributoru.

**UPOZORENJA**

Ne koristite mrežicu ako ste alergični na med ili ste već imali alergijsku reakciju na med. Ne koristite mrežicu ako je ambalaža oštećena ili otvorena. Ne koristite mrežicu ako šavovi nisu tesno zavareni. Otvorene mrežice ne smete ponovo da sterilizujete. Pre i posle korišćenja mrežice uvek operite ruke. Mrežica nije namenjena ishrani. Ako se proguta može da izazove povećanje nivoa šećera kod dijabetičara ili alergijsku reakciju kod osoba koje su alergične na med. Izbegavajte kontakt sa očima i sluzokožom. Ako dođe do slučajnog kontakta sa očima ili sluzokožom, odmah isperite sa dosta vode. Mrežica je namenjena za jednokratnu upotrebu. Nikada nemojte da koristite već korišćenu mrežicu. Korišćena mrežica više ne sadrži med, ili je njegova koncentracija mala i stoga je efikasnost smanjena. Ponovna upotreba već korišćene mrežice može da dovede do kontaminacije proizvoda ili do kontaminacije, pa čak i infekcije rane. Nemojte nikada da koristite istu mrežicu kod dva pacijenta, da ne dođe do kontaminacije proizvoda ili kontaminacije, pa čak i infekcije rane. Klinička ispitivanja zarastanja rana pomoću medicinskog meda Vivamel kod osoba sa dijabetesom pokazuju vrlo dobre rezultate, ali u svakom slučaju lečenje treba da se odvija pod nadzorom lekara. Mrežica je upotrebljiva tri godine od datuma proizvodnje. Posle isteka datuma roka trajanja nemojte više da koristite mrežicu i bacite je kao običan otpad. Nakon četiri nedelje primene mrežice lečenje treba da oceni medicinsko osoblje.

**KAKO ČUVATI VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNU MREŽICU SA MEDICINSKIM MEDOM**  
Proizvod čuvati na svom mestu na temperaturi od 5° C do 35° C, u horizontalnom položaju, jer će u suprotnom med početi da curi iz mrežice. Proizvod ne izlažite direktnom sunčevom svetlu.

**VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽICA SA MEDICINSKIM MEDOM**  
Vivamel Contact – kontaktna mrežica sa medicinskim medom 10 x 10 cm;  
Art. no.: 1054440  
Vivamel Contact – kontaktna mrežica sa medicinskim medom 5 x 5 cm;  
Art. no.: 1054441

Proizvođač:  
Tosama d.o.o., Vir,  
Šaranovičeva cesta 35,  
1230 Domžale, Slovenija;  
**www.tosama.si**

Datum izdavanja: mart 2016

Značenje simbola:

**STERILE** Sterilizovano radijacijom

**LOT** Serija

5°C / 35°C Primena u okviru temperaturnog opsega

Samo za jednokratnu upotrebu

Rok upotrebe

Pogledajte uputstvo za upotrebu

**Инструкции за употреба**  
**VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREЖKA CO MEDИЦИНСКИ MED**

Пред првата употреба на производот Vivamel Contact – kontaktna mreжа со медицински мед внимателно прочитајте ги упатствата. Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.

**ШТО Е VIVAMEL CONTACT - KONTAKTNA MREЖKA CO MEDИЦИНСКИ MED?**

Vivamel Contact – kontaktna mreжа со медицински мед е наменета за неѓа и лекување на рани со помалку ексудат, како и да го штити дното на раната. Мрежата е мека и тенка и е покриена со медицински мед. Бидејќи е многу прилагодлива, обезбедува добар контакт со дното на раната, медот пак спречува, мрежата да се слепи со раната. Достапна е во две димензии: 10 x 10 cm и 5 x 5 cm. Облогата со димензии 10 x 10 cm содржи 2 g медицинскиот мед, а на облогата со димензии 5 x 5 cm има 0,5 g.

**Медицински мед**

Медицинскиот коstenов мед содржи висок процент на шеќер (минимум 80%), низок процент на вода (максимум 17%), и рН вредност кисела. Поради физичките својства има висока осмотска активност. Осмотскиот притисок ја извлекува течността од клетките на микроорганизмите, што го инхибира нивниот раст, но, исто така, го подобрува зарастувањето на раните, затоа што го поттикнува и протокот на потребните материји од организмот. Костеновиот мед е многу богат извор на витамини, ензими и минерали (особено калциум, манган и калиум) кои придонесуваат побрзо здравување. Медот обезбедува влажно здравување и на раната создава механичка заштита.

**Контактната мрежа**

Контактната мрежа е направена од плетен полиестер. Мрежата не е вливлива, но поради структурата на пори, го пропушта исцедокот од раната во секундарната вливлива облога, која поради тоа ви е нужно потребна.

**PREDNOSTI OD UPOTREBATA I KARAKTERISTIKI NA DELUVANJE VIVAMEL CONTACT - KONTAKTНА MREЖKA CO MEDИЦИНСКИ MED:**

- овозможува влажно здравување на рани
- ја намалува можността за инфекции на рани
- намалува непријатен мирис
- поттикнува чистење на некотично ткиво
- поттикнува гранулација и епителизација
- поттикнува зарастување без лузни
- не се слепува со раната
- не предизвика болка при преврска
- лесна е за употреба
- околината на раната останува нештетена

**ZA NEГA И LEKYBAЊE ZA KOJA PANA E POGODNA VIVAMEL CONTACT - KONTAKTНА MREЖKA CO MEDИЦИНСКИ MED?**

Vivamel Contact – kontaktnata mreжа со медицински мед е наменета за неѓа и третман на дното на широк спектар на рани, како хронични така и акутни. Особено е погодна за неѓа на кожни абразији и гребнатини, рани со слаб исцедок и полесни повреди. Мрежата не е вливлива, затоа има потреба од секундарна вливлива облога или фластер. Мрежата овозможува промена само на секундарната облога и на тој начин го штити дното на раната, но и се задржува здравото новоформирано ткиво.

**KAKO SE KОРИСТИ VIVAMEL CONTACT - KONTAKTНА MREЖKA CO MEDИЦИНСКИ MED?**

1. Прво ја чистите раната со млака вода за пиење од чешма или солена раствор.
2. Раната и нејзината околина нежно се суши.
3. Од стерилната обвивка ја земате мрежата заедно со заштитната прозирна фолија. Отстранете ја фолијата од една страна, и ставете ја мрежата на раната, со таа страна каде што е извадена заштитната фолија. Мрежата ставете ја така што раната ќе биде целосно покриена. Мрежата можете да ја сечете или виткате. Мрежата може да ја ставите и преку работ на раната.
4. Извадете ја и втората заштитна фолија.
5. Мрежата заштитајте ја така што на неа ќе ставите секундарна вливлива облога по ваш избор. Кога секретот е помал, можете да користите неткаени компреси. Во случај на поголем секрет користете високо вливлива облога или полиуретанска пена. Се заедно причврстете со завој.

За полесно ракување со VIVAMEL – kontaktnata mreжа со медицински мед употребете стерилен медицински прибор, на пример, стерилна пинцета или пен. Мрежата може да се сече на

помали парчиња со стерилни ножици, додека таа е во прозирната заштитна фолија.

Во случај на црни некрози се бара хируршко отстранување (дебридман), бидејќи тие го инхибираат лекувањето.

**KOLKY ЧЕСТO CE PPAVI ПРЕРBCKA ПPИ UPOTPEBA HA VIVAMEL CONTACT - KONTAKTНА MREЖKA CO MEDИЦИНСКИ MED?**

Ha почетокот на третманот се препорачува преврска на два дена, во случај на обилен секрет секој ден, бидејќи голема количина на секрет го намалува ефектот на дејството на медот. За рани со малку ексудат доволно е преврска два пати неделно. Ако мрежата се исушти на раната, натопете ја со физиолошки раствор. Користената мрежа отстранете ја и фрлете ја како инфизиран отпад. Ha чиста и сува рана, ставете нова мрежа, како што е наведено погоре.

**KOИ CE MOЖНИ HECAKANI DEJCTBA?**

Pоради високата осмотска активност на медот, која се темели на извлекување на молекулите на водата од раната, по местењето на мрежата на раната може да се појави печење или благо чувство на болка, што обично поминува во рок од 30 минути до два часа по апликацијата. Ако болката е неподнослива, престанете да ја користите Vivamel Contact – kontaktnata mreжа со медицински мед. Во случај на непознати и несакани ефекти кога се користи производот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт, или контактирајте го произведувачот или дистрибутерот.

**BНИМАНИЕ**

Мрежата не ја користите ако сте алергични или имате историја на алергиска реакција на мед. Мрежата не ја користите ако пакувањето е оштетено или отворено.

Мрежата не ја користите ако споевите не се добро заварени. Отворените мрежи да не се стерилизираат повторно. Пред и после употребата на мрежите секогаш измијте си ги рацете. Мрежата не е наменета за конзумирање. Ако се голтне, може да предизвика зголемување на нивото на шеќер кај дијабетичарите или хиперсензитивна реакција кај луѓето кои се алергични на мед. Избегнувајте контакт со очите и слузкожаката. Во случај на случаен контакт со очите или слузкожаката исплакнете со многу вода. Мрежата е наменета за еднакратна употреба.

Никогаш немојте да користите веќе употребени мрежи. Употребената мрежа повеќе не содржи мед, или неговата концентрација е многу мала, а со тоа и ефикасноста се намалува. Се намалува и капацитетот на апсорпција на облогата. Повторната употреба на веќе користени мрежи може да доведе до контаминација на производот или контаминација, па дури и инфекција на раната.

Клиничките испитувања на здравувањето на рани со медицински мед Vivamel кај пациенти со дијабетес покажуваат многу добри резултати, но во секој случај, третманот треба да се одржи под медицински надзор. Мрежите се употребилви три години од датумот на производство. По истекот на датумот мрежите не ги користете повеќе, и фрлите ги како обичен отпад. По четири недели од користење на мрежите лекувањето треба да се процени од медицински персонал.

**KAKO DA SE ЧУВА VIVAMEL CONTACT - KONTAKTНА MREЖKA CO MEDИЦИНСКИ MED?**

Da се чува на суво место на температура од 5° C до 35° C во лежечка положба, во спротивно медот ќе почне да тече од облогата. Производот не го изложувајте на директна сончева светлина.

**VIVAMEL CONTACT – KONTAKTНА MREЖKA CO MEDИЦИНСКИ MED**  
Vivamel Contact – kontaktna mreжа со медицински мед 10 x 10 cm;  
Br. Apr.: 1054440  
Vivamel Contact – kontaktna mreжа со медицински мед 5 x 5 cm;  
Br. Apr.: 1054441

Производител:  
Tosama d.o.o., Vir,  
Šaranovičeva cesta 35,  
1230 Domžale, Slovenien;  
**www.tosama.si**

Datum na издавање: mарт 2016

Zнаење на симболите:

**STERILE** Стерилизирани со зрачење

**LOT** Серија

5°C / 35°C Употреблива до

Само за еднакратна употреба

Увидете го упатството за употреба

Користете го на температура